



SOUNDWORLD
solutions™



BLUETOOTH *SERIES*
CS50

**PERSONAL
SOUND
AMPLIFIER**

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO • MODE D'EMPLOI

THANK YOU

Thank you for purchasing the CS50.

This Bluetooth Personal Sound Amplifier offers tremendous flexibility and customization in terms of fit and sound settings, allowing you to hear better in circumstances like business meetings and family gatherings.



Visit our web site and register your CS50 to receive important updates, information about new products, and exclusive offers.

CONTENTS


Getting Started	4
Earpiece	5
Charging Kit	6
Charging batteries	6
Using Your CS50	8
Personal fit.....	8
Attaching a battery to the CS50	9
Placing the CS50 on your ear.....	10
Adjusting the volume	10
Selecting an environmental setting	11
Changing your baseline profile	12
Getting used to your CS50	13
Pairing with Bluetooth devices	14
Answering phone calls.....	15
Audio streaming	16
Advanced customization	17
Care and Cleaning	18
Appendix	19
Troubleshooting	19
One-year limited warranty.....	20
Important Information.....	23

GETTING STARTED


Your CS50 Bluetooth Personal Sound Amplifier includes the following parts:

- 
- CS50 Earpiece
 - Two rechargeable batteries
 - Battery charging kit
 - Three ear tips (small, medium, large)
 - Earpiece cleaning tool
 - Carrying case

EARPIECE

- 
- Battery terminal** has magnetic connectors for quick and easy battery installation.
 - Battery wire** in adjustable tube provides comfortable fit regardless of ear size.
 - Program button** located on the back edge of earpiece switches between three environmental settings.
 - Volume button** located on the face of the earpiece allows user to increase or decrease level in 3 dB increments.
 - Nozzle** provides secure base for mounting ear tips.
 - Ear tip** fits in your ear like standard ear buds. The smallest ear tip comes pre-attached to the CS50.
 - Directional microphone** for improved audio quality during phone calls.

CHARGING KIT



Charging Batteries

While your batteries may have a small charge when you unpack them, we recommend fully charging the batteries before you start using your CS50. It will take up to 2 ½ hours to fully charge your batteries. Fully charged, each battery will power the CS50 for up to 15 hours of normal listening.

To charge the batteries:

1. Assemble the charging kit by plugging the small end of the cable into the charger base, and plugging the large end into the charger power supply.



Note: The large end of the charging cord can also be plugged into a standard USB connector on your computer.

2. Plug the power supply into a standard AC outlet. The lights on top of the charger will glow blue to confirm power is reaching the charging stations.
3. Connect the batteries to the two charging points on the charger by aligning the magnets. Once the battery is in place, the indicator light will change color. A red light indicates the battery is charging. The light will turn green when the battery is fully charged and is ready to use.

⚠ WARNING - Magnetic Field

Can be harmful to pacemaker and defibrillator wearers. Do not place CS50 earpiece or batteries in a shirt pocket or near your pacemaker or defibrillator.


USING YOUR CS50

Personal fit

1. The CS50 comes with three different sized ear tips: small (pre-attached to earpiece nozzle), medium, and large. If the small tip is not snug in your ear, detach the ear tip from the nozzle and try the medium or large tip.



The ear tips that come with the CS50 can be trimmed for a more comfortable fit. Use a pair of scissors to cut along one of the guide lines on the stem of the ear tip before attaching it to the nozzle of the CS50.



2. Slide the ear tip all the way onto the earpiece nozzle. The end of the sleeve should come into contact with the base of the nozzle.

Note: Do not wear the earpiece without an ear tip attached.

3. The battery wire can be adjusted to maximize the comfort of your CS50. Grasping the body of the earpiece in one hand, gently pull or push the battery wire with your other hand to achieve the desired length. Be careful not to pull too hard.



1 Grasp the body in one hand

2 Gently pull or push the wire with your other hand to achieve desired length

Be careful not to pull too hard.




Attaching a battery to the CS50

1. Align the contacts and magnets of a charged battery with the battery terminals and magnets on the earpiece.
2. Once the battery snaps into place, the unit is on. It is normal to have a slight delay of a few seconds as the unit powers up. To turn the unit off, simply disconnect the battery.
3. The CS50 provides an audible low battery indication. When you hear five tones played in sequence (low, high, low, high, low) it is time to change batteries.

USING YOUR CS50

Placing the CS50 on your ear

1. Place the battery behind your ear, hanging the battery wire over your ear.
2. If you wear eyeglasses, position the battery between the earpiece of your glasses and your ear. Be aware that removing or adjusting your glasses may create a distracting noise in your CS50.
3. Insert the ear tip straight into your ear gently, wiggling slightly to ensure a good fit. The ideal fit is snug, but not tight.



Adjusting the volume

Press the volume button to increase the volume. You will hear four tones in ascending pitch to indicate the new level. When you have reached the maximum volume, the last tone in the series will descend. Push and hold the volume button to decrease the volume. You will hear four tones in descending pitch to indicate the new level.

Selecting an environmental setting

The program button on the back edge of your CS50 can be used to cycle through three environmental settings. The first setting is your baseline listening profile. This setting is for normal, relatively quiet situations. You will hear one confirmation beep when returning to your baseline profile.

Note: Out of the box, the baseline profile of your CS50 is set to a factory default "Preset 1". To change your baseline profile, see page 12.

The other two settings are designed to optimize the performance of the CS50 in specific situations.

Restaurant Setting – You will hear two quick confirmation beeps when entering the CS50's Restaurant Setting. Restaurant Setting emphasizes the directional microphone to focus on sounds coming from in front of you and provide more rejection of unwanted sounds in noisy environments.

Entertainment Setting – You will hear three quick confirmation beeps when entering the CS50's Entertainment Setting. Entertainment Setting provides increased low frequency response for a more natural sound at musical or theatrical events.

USING YOUR CS50

Changing your baseline profile

The CS50 comes programmed with three preset listening profiles with shaped frequency responses based on the most typical amplification needs. Each preset profile has automatic level adjustments to maximize comfort and speech audibility. The CS50 is programmed to “Preset 1” at the factory. Simply press the program and volume buttons together for about a second to cycle to the next preset profile. An orange light on the back of the CS50 will flash 1, 2, or 3 times and you will hear 1, 2, or 3 high pitch tones to indicate which preset profile you are in.

Note: You can also use our Customizer app on your smartphone or computer to assign one of the preset profiles as your baseline profile. You can also use the app to create your own personal profile tailored to your specific needs. For more information regarding the app, please see page 17 (advanced customization section).

Preset 1 – (Factory default setting.) Boost in high frequency range.

Preset 2 – More boost in high frequency range compared to Preset 1 along with mild boost in mid-range frequencies.

Preset 3 – Equal high and mid-range frequency boost as Preset 2, but with an increase in low frequency range as well.

Go to a relatively quiet environment and listen to a sound source like a television program or a person speaking with each of the three presets for some time. You should readjust the volume to a comfortable level each time after selecting a new preset. Try all three presets over the course of a few days in common listening situations like conversations and watching television in order to determine the most suitable preset profile and volume setting for your needs.

The most suitable setting is the one you need to change the least during the course of the day. The automatic adjustments within each preset profile should be able to maintain comfort and audibility without having to adjust the volume except in unusual situations.

Getting used to your CS50

It may take some time to get used to the amplification provided by your CS50. You will hear many sounds with clarity you are not used to hearing. Ambient and environmental sounds like shuffling papers, or cutlery and dishes may be distracting at first. Your brain needs to get used to these sounds. Over the course of about two weeks the initial discomfort will fade as you become accustomed to the new palate of brighter and clearer sounds you are experiencing.

USING YOUR CS50

Pairing with Bluetooth devices

Pairing your CS50 to a Bluetooth device like smartphones and computers is a simple one-time operation. Your CS50 will seek and attempt to pair with Bluetooth devices for 3 minutes each time the battery is attached. After that time, if no devices have been detected, the unit will stop trying to pair and the Bluetooth transmission will be turned off.

1. Be certain the device you wish to pair with has its Bluetooth functionality turned on. (See device instructions for specific details.)
2. Attach a charged battery to the CS50.
3. Watch the device you are trying to pair with for CS50 to be detected. CS50 should appear on the screen. If asked for a pin, enter "0000".
4. Select the CS50 from list of Bluetooth devices to ensure pairing. The CS50 will beep once when the Bluetooth connection has been made. Two beeps indicate the Bluetooth connection has been lost.

Note: For best results the CS50 should be within 10 feet of the Bluetooth device.

Answering phone calls

1. To answer a telephone call, press the CS50 volume button. On some phones, you may need to select the CS50 when answering a call.
2. During phone calls, the volume button can be used to control the volume of the call. Press to increase volume, push and hold to decrease volume.
3. To hang up, press the CS50 program button or end the call with the phone's controls.
4. Do not push the program button during a call. The call could be terminated.

Note: For best results, place phone on same side of body as CS50.

USING YOUR CS50

Audio streaming

The CS50 is ready for audio streaming from your smart-phone or computer. The A2DP mode can be disabled either by using the CS Customizer application or by the media audio menus on your device. The CS50 switches automatically between the personal amplification to either audio streaming once the media player in your phone or computer starts streaming audio, or to telephone to allow you to answer an incoming call. Once the call is over or the media player is turned off, the CS50 switches back to personal amplification. We recommend that you disable the dial pad touch-tones and sounds on your phone or computer for less interference with personal amplification.

Advanced customization

For even more functions and options to personalize the performance of your CS50 please visit **www.SoundWorldSolutions.com**. There you can download the free CS50 Customizer app for smartphones and computers. This app will allow you to further personalize the settings within your CS50 via Bluetooth link.

Under the “Personalize” tab of the app you can initiate an automated program that will walk you through the steps in tailoring the performance of the CS50 to your specific preferences.

The “Profiles” tab allows you to select one of the three preset profiles, or a personal profile developed by the automated program mentioned above.

The “Equalizer” provides sliders to adjust the individual settings for treble, mid, and bass frequencies for a customized user experience. There is also a slider to adjust the volume, similar to the volume button on the CS50.

CARE AND CLEANING



To maintain optimal performance of your CS50, please adhere to the following precautions:

- DO NOT get water or other liquids on or in the earpiece.
- DO NOT wear the CS50 while swimming, showering, out in heavy rain, or in a moist environment.
- DO NOT wear the earpiece without an ear tip attached.
- DO NOT use solvents or liquids on the CS50.
- DO NOT sleep with the CS50 on.
- DO NOT leave the CS50 or charger in direct sunlight or excessive heat.
- Remove the CS50 when applying cosmetics, perfume, aftershave, hairspray, lotion, or any other product that might get into the earpiece.
- Remove the CS50 during strenuous physical activities, like working out.
- Keep the CS50 and charger clean and dry.

A cleaning tool is included with your CS50. It is recommended that you use the wire loop at the end of this tool to remove any wax buildup from the ear tip and nozzle at least once per week. Clean the outside surfaces of the CS50 periodically by wiping with a soft dry cloth. Never use solvents or liquids to clean any part of the CS50.

Additional ear tips and replacement batteries can be purchased online at www.SoundWorldSolutions.com or by calling **1-855-792-0117**.

APPENDIX

TROUBLESHOOTING

No sound coming from CS50

- Be certain battery is attached properly
- Confirm the battery is charged
- Remove any wax that may be blocking the ear tip or nozzle

Sound is muffled or garbled

- Check that the ear tip is mounted to nozzle correctly
- Remove any wax that may be blocking the ear tip or nozzle
- Adjust volume setting
- Try a different preset or environmental setting
- If using as Bluetooth headset, be certain you are within 10 feet of the device

Battery is not charging

- Be certain the charger kit is completely assembled
- Be certain the charger is connected to a power source (blue indicator lights)
- Be certain battery is properly mounted to charging station (red indicator lights)

CS50 is not pairing with my phone

- Be certain Bluetooth is turned on in the phone
- Pair the device within the 3 minutes of powering up the CS50
- Ensure that CS50 is selected as active device on the phone
- Use CS50 within 10 feet of phone

APPENDIX

WARRANTY

Limited Warranty

Sound World Solutions will repair or, at Sound World Solutions' option, replace any CS50 Bluetooth Personal Sound Amplifier (the "Product") if in Sound World Solutions' opinion it is defective in materials and/or workmanship. This limited warranty is in effect for one year from the purchase date by the end-user of the Product (the "Customer"). Sound World Solutions' liability shall be limited to the cost of the affected part or parts. All shipping, taxes and other costs are the Customer's sole responsibility.

This warranty is made only to the Customer and is non-transferable. To make a warranty claim, the Customer must provide Sound World Solutions with proof of purchase, and then receive a Return Merchandise Authorization (RMA) number and ship the Product to Sound World Solutions. After receipt, Sound World Solutions will inspect the Product at its facility for the claimed defects and, if found to be defective when purchased, Sound World Solutions will replace the Product or refund the purchase price within 30 days. Replacement parts or products are warranted only for the original warranty period. Sound World Solutions will not make any refunds or exchanges without prior authorization.

WARRANTY

Exclusions

This limited warranty: Covers only the Product and its battery pack, and does not cover any other accessories, goods or services; is effective only if the Recommended Usage Instructions are followed and the Product is used properly and only for its intended purpose; does not cover damage that Sound World Solutions determines to have been caused by normal wear and tear, or by misuse or use of the Product for other than its intended purpose; does not cover any non-conformity, damage or defect attributable to modification or repair of Products not authorized by Sound World Solutions and does not cover damage caused by accident, acts of God or event of force majeure, negligent or intentional misuse, alteration or damage, or to any Products that have not been properly handled, stored or used after delivery to the Customer.

Exclusive Warranty

This Limited Warranty is Sound World Solutions' exclusive warranty regarding the Product. This Warranty may not be modified, altered or amended and Sound World Solutions does not authorize and will not be bound by any other warranties or representations regarding the Product by its representatives, employees, agents or others. THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. SOUND WORLD SOLUTIONS DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY REGARDING THE PRODUCT, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

APPENDIX

WARRANTY

Limitation of Liability

Under no circumstances will Sound World Solutions have any liability or obligation whatsoever for consequential, indirect, incidental, special or punitive damages, including damages for loss of profit, damage to property or personal injury (including loss of consortium), whether based on contract, tort (including negligence and strict liability) or otherwise. Sound World Solutions' only obligation and Customer's exclusive remedy shall be limited to repair or replacement of the defective Product subject to the terms of this limited warranty. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Dispute Resolution

SOUND WORLD SOLUTIONS AND CUSTOMER HERETO HEREBY ABSOLUTELY, IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY WAIVE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ALL RIGHT TO TRIAL BY JURY OF ANY CLAIM OR CAUSE OF ACTION BASED UPON OR ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LIMITED WARRANTY IN ANY ACTION, PROCEEDING OR OTHER LITIGATION OF ANY TYPE BROUGHT BY SOUND WORLD SOLUTIONS OR CUSTOMER AGAINST EACH OTHER WHETHER WITH RESPECT TO CONTRACT CLAIMS, TORT CLAIMS, OR OTHERWISE.

IMPORTANT INFORMATION

⚠ Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

⚠ Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. The CS50 should not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids should be placed on the CS50.

⚠ Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

APPENDIX

IMPORTANT INFORMATION

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sound World Solutions is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

General Warnings

If you have or think you may have any one of the following symptoms, do not use this product until you have consulted a physician:

- History of excessive wax build-up
- Pain or discomfort in the ear
- Fluid or drainage from the ear within the past 90 days
- Ear canal blockage, a lasting ear infection, or a plugged up fullness feeling
- Visible deformity of the ear
- Sudden, rapid progressing, or fluctuating hearing loss within the past 90 days
- Chronic difficulty hearing
- Ringing in only one ear
- Hearing loss only in one ear that worsened in the past 90 days
- Spells of acute or chronic dizziness

Pacemakers and defibrillators can be sensitive to magnetic fields. Do not place CS50 earpiece or batteries in a shirt pocket or near your pacemaker or defibrillator.

Keep all parts of the CS50 earpiece and charger kit away from children under the age of 3. These components contain small parts that may present a choking hazard.

IMPORTANT INFORMATION

Industry Canada Regulatory Information

Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.

FDA Note on Personal Sound Amplifiers (PSAPs)

PSAPs are intended to amplify environmental sound for non-hearing impaired consumers. They are not intended to compensate for hearing impairment. Examples of situations in which PSAPs typically are used include hunting (listening for prey), bird watching, listening to lectures with a distant speaker, and listening to soft sounds that would be difficult to hear (e.g., distant conversations, performances). Because PSAPs are not intended to diagnose, treat, cure or mitigate disease and do not alter the structure or function of the body, they are not devices as defined in the Food, Drug and Cosmetic Act. As such, there is no regulatory classification, product code, or definition for these products. Furthermore, there are not requirements for registration of manufacturers and listing of these products with FDA.

However, PSAPs are subject to applicable provisions of the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968, under which FDA regulates electronic products that emit sonic vibrations, such as sound amplification equipment. (See also 21 CFR 1000.15.) Manufacturers of PSAPs must report defects and adverse events and take other measures described in 21 CFR Part 1003. Manufacturers of PSAPs must also comply with requirements to repurchase, repair, or replace electronic products required under 21 CFR Part 1004.

IMPORTANT INFORMATION

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Users are not permitted to modify or make changes to the device in any way. Changes or modifications not expressly approved by Sound World Solutions could void the user's authority to operate the equipment.

GRACIAS

Gracias por comprar el CS50.

Este Amplificador de Sonido Personal Bluetooth ofrece una gran flexibilidad y personalización

en términos de ajuste y configuración de sonido, permitiéndole escuchar mejor en situaciones como reuniones de negocios y familiares.



Visite nuestro sitio web y registre su CS50 para recibir actualizaciones importantes, información acerca de nuevos productos y ofertas exclusivas.

CONTENIDO

Español

Primeros pasos	30
Audífono	31
Kit de carga	32
<i>Cómo cargar las baterías</i>	32
Cómo usar su CS50	34
<i>Ajuste personal</i>	34
<i>Cómo conectar una batería al CS50</i>	35
<i>Cómo colocar el CS50 en su oreja</i>	36
<i>Cómo ajustar el volumen</i>	36
<i>Cómo seleccionar un ajuste ambiental</i>	37
<i>Cómo cambiar su perfil base</i>	37
<i>Cómo acostumbrarse a su CS50</i>	39
<i>Cómo emparejar dispositivos Bluetooth</i>	40
<i>Cómo contestar llamadas telefónicas</i>	41
<i>Transmisión de audio continua (streaming)</i>	42
<i>Personalización avanzada</i>	43
Cuidado y limpieza	44
Apéndice	45
<i>Solución de problemas</i>	45
<i>Garantía limitada de un año</i>	46
<i>Información importante</i>	49

Su Amplificador de Sonido Personal Bluetooth CS50 incluye las siguientes piezas:



- Audífono CS50
- Dos baterías recargables
- Kit de carga de baterías
- Tres puntas para audífono (pequeña, mediana, grande)
- Herramienta para limpieza del audífono
- Estuche para transporte

La terminal de la batería

tiene conectores magnéticos para una instalación fácil y rápida de la batería.

El botón de programa

ubicado en el borde trasero del audífono alterna entre tres ajustes ambientales.

El botón de volumen

ubicado en la parte frontal del audífono permite al usuario aumentar o disminuir el nivel en incrementos de 3 dB.

El cable de la batería

en el tubo ajustable proporciona un ajuste cómodo sin importar el tamaño de la oreja.

La boquilla

proporciona una base segura para montar las puntas del audífono.

La punta del audífono

se ajusta a su oído como un audífono estándar. La punta de audífono más pequeña viene precoplada al CS50.

Micrófono direccional

para calidad de audio mejorada durante las llamadas telefónicas.



KIT DE CARGA



Cómo cargar las baterías

Aunque las baterías pueden tener un poco de carga al desempaquetarlas, le recomendamos cargarlas totalmente antes de comenzar a usar su CS50. Las baterías tardarán en cargarse totalmente hasta 2 ½ horas. Una batería completamente cargada alimentará al CS50 hasta por 15 horas de escucha normal.

Para cargar las baterías:

1. Ensamble el kit de carga conectando el extremo pequeño del cable en la base del cargador, y conecte el extremo grande en la fuente de alimentación del cargador.



Nota: El extremo grande del cable de carga también puede conectarse a un conector USB estándar en su computadora.

2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente alterna (CA) estándar. Las luces en la parte superior del cargador se iluminarán en color azul para confirmar que las estaciones de carga reciben energía.
3. Conecte las baterías a los dos puntos de carga en el cargador alineando los imanes. Una vez que la batería esté colocada en su lugar, la luz indicadora cambiará de color. Una luz roja indica que la batería se está cargando. La luz se volverá verde cuando la batería esté totalmente cargada y lista para usarse.

⚠ ADVERTENCIA - Campo magnético

Puede ser nocivo para usuarios de marcapasos y desfibriladores. No coloque el audífono CS50 o las baterías en un bolsillo de su camisa o cerca de su marcapasos o desfibrilador.

CÓMO USAR SU CS50

Ajuste personal


1. El CS50 incluye tres puntas de audífono de diferente tamaño: pequeña (preacoplado a la boquilla del audífono), mediana y grande. Si la punta pequeña no está ajustada en su oído, quite la punta del audífono de la boquilla e intente con la punta media o grande.



Los moldes de los audífonos que vienen con su CS50, pueden ser recortados para un ajuste más cómodo.

Utilice unas tijeras para recortarlos en las guías marcadas antes de unirlos al conector del CS50.

Recorte en pequeños incrementos para lograr un ajuste perfecto.



2. Deslice la punta del audífono totalmente sobre la boquilla del audífono. El extremo de la funda debe entrar en contacto con la base de la boquilla.

Nota: No use el audífono sin acoplar una punta de audífono.

3. El cable de la batería puede ajustarse para maximizar la comodidad de su CS50. Tomando el cuerpo del audífono en una mano, jale o empuje cuidadosamente el cable de

la batería con su otra mano para lograr la longitud deseada. Cuide de no jalar con demasiada fuerza.



- 1 Tome el cuerpo del aparato en una mano.

- 2 Jale o empuje suavemente el cable con su otra mano para obtener la longitud deseada




Cómo conectar una batería al CS50

1. Alinee los contactos y los imanes de una batería cargada con las terminales de batería e imanes en el audífono.
2. Una vez que la batería se ajuste en su lugar, la unidad estará encendida. Es normal tener un ligero retraso de unos cuantos segundos mientras la unidad se enciende. Para apagar la unidad, sólo desconecte la batería.
3. El CS50 proporciona una indicación sonora de batería baja. Cuando escuche cinco tonos reproducidos en secuencia (bajo, alto, bajo, alto, bajo) es momento de cambiar las baterías.

CÓMO USAR SU CS50

Cómo colocar el CS50 en su oreja

1. Coloque la batería detrás de su oreja, dejando colgado el cable de la batería sobre su oreja.
2. Si utiliza anteojos, coloque la batería entre la pata de sus anteojos y su oreja. Tome en cuenta que quitar o ajustar sus anteojos podría crear un ruido distractor en su CS50.
3. Inserte la punta del audífono con cuidado y en forma recta dentro de su oído, moviéndola ligeramente para asegurar un buen ajuste. El ajuste ideal debe ser ajustado al oído, pero no apretado.



Cómo ajustar el volumen

Presione el botón de volumen para aumentar el volumen. Escuchará cuatro tonos cada vez más agudos para indicar el nuevo nivel. Cuando alcance el volumen máximo, el último tono en la serie descenderá. Mantenga presionado el botón de volumen para disminuir el volumen. Escuchará cuatro tonos cada vez más graves para indicar el nuevo nivel.

Cómo seleccionar un ajuste ambiental

El botón de programa ubicado en el borde trasero de su CS50 puede usarse para alternar entre tres ajustes ambientales. El primer ajuste es su perfil de escucha base. Este ajuste es para situaciones normales, relativamente silenciosas. Escuchará un sonido de confirmación al regresar a su perfil base.

Nota: Al primer uso, el perfil base de su CS50 está ajustado de fábrica con la “Opción predeterminada 1”. Para cambiar su perfil base, vaya a la página 38.

Los otros dos ajustes están diseñados para optimizar el desempeño del CS50 en situaciones específicas.

Modo de restaurante – Escuchará dos sonidos de confirmación rápidos al entrar al Modo de restaurante del CS50. El Modo de restaurante enfatiza el micrófono direccional para enfocarse en los sonidos provenientes frente a usted y proporciona un mayor rechazo de sonidos no deseados en ambientes ruidosos.

Modo de entretenimiento – Escuchará tres sonidos de confirmación rápidos al entrar al Modo de entretenimiento del CS50. El Modo de entretenimiento proporciona una respuesta de baja frecuencia para un sonido más natural en eventos musicales o teatrales.

Cómo cambiar su perfil base

El CS50 viene programado con tres perfiles de escucha predeterminados con respuestas de frecuencia conformadas con base en las necesidades de amplificación más típicas. Cada perfil predeterminado tiene ajustes de nivel automáticos para maximizar la comodidad y capacidad de audición del habla. El CS50 se configura de fábrica

CÓMO USAR SU CS50

con la “Opción predeterminada 1”. Solo presione simultáneamente los botones de programa y volumen durante alrededor de un segundo para desplazarse al siguiente perfil predeterminado. Una luz anaranjada en la parte trasera del CS50 parpadeará 1, 2 o 3 veces, y usted escuchará 1, 2 o 3 tonos agudos para indicar el perfil predeterminado en el que se encuentra.

Nota: También puede usar nuestra Aplicación de personalización en su teléfono inteligente o computadora para asignar uno de los perfiles predeterminados como su perfil base. También puede usar la aplicación para crear su propio perfil personal conforme a sus necesidades específicas. Para conocer más información acerca de la aplicación, vaya a la página 43 (sección de personalización avanzada).

Opción predeterminada 1— (Ajuste predeterminado de fábrica)
Aumento en el rango de alta frecuencia.

Opción predeterminada 2— Mayor aumento en el rango de frecuencia en comparación con la opción predeterminada 1 junto con un aumento ligero en las frecuencias de rango medio.

Opción predeterminada 3— Igual aumento en frecuencias de rango alto y medio que la opción predeterminada 2, pero también con un aumento en el rango de frecuencia baja.

Diríjase a un ambiente relativamente silencioso y durante algún tiempo escuche, con cada uno de los tres ajustes predeterminados, una fuente de sonido como un programa de televisión o una persona hablando. Deberá reajustar el volumen a un nivel cómodo cada vez que seleccione un nuevo ajuste predeterminado. Intente utilizar los tres ajustes predeterminados durante unos cuantos días en situaciones de escucha comunes como conversaciones y mirar el televisor, para determinar el perfil de ajuste predeterminado y de volumen más adecuado para sus necesidades.

El ajuste más adecuado es el que necesite cambiar menos durante el día. Los ajustes automáticos dentro de cada perfil predeterminado deberán poder mantener la comodidad y capacidad de escucha sin tener que ajustar el volumen, excepto en situaciones inusuales.

Cómo acostumbrarse a su CS50

Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a la amplificación provista por su CS50. Puede que escuche claramente sonidos que no está acostumbrado a escuchar. Los sonidos ambientales como el roce de papeles, choque de cubiertos y platos pueden distraerle al principio. Su cerebro necesita acostumbrarse a estos sonidos. Durante aproximadamente dos semanas, la incomodidad inicial disminuirá mientras se acostumbra al nuevo espectro de sonidos más definidos y claros que está experimentando.

CÓMO USAR SU CS50

Cómo emparejar con dispositivos Bluetooth

Emparejar su CS50 con un dispositivo Bluetooth como teléfonos inteligentes (smartphones) y computadoras es una simple operación que se realiza una sola vez. Su CS50 buscará e intentará emparejar con los dispositivos Bluetooth durante 3 minutos cada vez que se conecta la batería. Después de ese tiempo, si no se han detectado dispositivos, la unidad dejará de intentar emparejarse y la transmisión Bluetooth se apagará.

1. Asegúrese de que el dispositivo que desea emparejar tiene la función Bluetooth encendida. (Revise las instrucciones del dispositivo para obtener información específica).
2. Conecte una batería cargada al CS50.
3. Observe el dispositivo que intenta emparejar con el CS50 y espere a que se detecte. Deberá aparecer CS50 en la pantalla. Si se le solicita un número de identificación personal (PIN), ingrese "0000".
4. Seleccione CS50 de la lista de dispositivos Bluetooth para asegurar el emparejamiento. El CS50 emitirá un tono cuando la conexión de Bluetooth este lista. Cuando emita dos tonos significa que la conexión de Bluetooth se ha perdido.

Nota: Para mejores resultados, el CS50 deberá encontrarse a una distancia menor a 10 pies (3 metros) del dispositivo Bluetooth.

Cómo contestar llamadas telefónicas

1. Para contestar una llamada telefónica, presione el botón de volumen del CS50. En algunos teléfonos, puede ser necesario seleccionar el CS50 al contestar una llamada.
2. Durante las llamadas telefónicas, puede usar el botón de volumen para controlar el volumen de la llamada. Presiónelo para aumentar el volumen, o manténgalo presionado para disminuirlo.
3. Para colgar, presione el botón de programa del CS50 o finalice la llamada con los controles del teléfono.
4. No presione el botón de programa durante una llamada. La llamada podría interrumpirse.

Nota: Para mejores resultados, coloque el teléfono en el mismo lado del cuerpo que el CS50.

CÓMO USAR SU CS50

Transmisión de audio continua (streaming)

El CS50 está listo para la transmisión de audio continua desde su teléfono inteligente o computadora. El modo A2DP puede desactivarse ya sea usando la aplicación de personalización CS o a través de los menús de medios de audio de su dispositivo. El CS50 alterna automáticamente entre la amplificación personal y la transmisión de audio continua una vez que el reproductor de medios de su teléfono o computadora comienza a transmitir audio, o cambia al teléfono para permitirle responder una llamada entrante. Una vez que la llamada termina o el reproductor de medios es apagado, el CS50 cambia de nuevo a la amplificación personal. Le recomendamos desactivar los tonos de marcación y los sonidos de su teléfono o computadora para reducir la interferencia con la amplificación personal.

Personalización avanzada

Para aún más funciones y opciones para personalizar el desempeño de su CS50, visite www.SoundWorldSolutions.com. Aquí podrá descargar gratuitamente la aplicación de personalización del CS50 para smartphones y computadoras. Esta aplicación le permitirá personalizar adicionalmente la configuración de su CS50 a través del enlace Bluetooth.

Bajo la pestaña de "Personalize" de la aplicación puede iniciar un programa automatizado que le guiará a través de los pasos para adecuar el desempeño del CS50 a sus preferencias específicas.

La pestaña "Profiles" le permite seleccionar uno de los tres perfiles predeterminados, o un perfil personal desarrollado por el programa automatizado mencionado anteriormente.

El "Ecuador" proporciona controles deslizantes para ajustar la configuración individual para las frecuencias altas, medias y bajas para una experiencia de usuario personalizada. También hay un control deslizante para ajustar el volumen, similar al botón de volumen en el CS50.



Para mantener el desempeño óptimo de su CS50, por favor tome en cuenta las siguientes precauciones:

- NO permita que caiga agua u otros líquidos sobre o dentro del audífono.
- NO use el CS50 al nadar, bañarse, en exteriores bajo lluvia intensa o en ambientes húmedos.
- NO use el audífono sin acoplar una punta de audífono.
- NO use solventes o líquidos en el CS50.
- NO duerma con el CS50 encendido.
- NO esponga el CS50 o el cargador a la luz solar directa o a calor excesivo.
- Quítese el CS50 al aplicar cosméticos, perfume, loción para después de afeitarse, aerosol para el cabello o cualquier otro producto que pudiera entrar al audífono.
- Quítese el CS50 durante actividades físicas extenuantes, como hacer ejercicio.
- Mantenga el CS50 y el cargador limpios y secos.

Se incluye una herramienta de limpieza con su CS50. Se recomienda utilizar el aro de alambre en el extremo de esta herramienta para eliminar cualquier acumulación de cerilla del audífono y de la boquilla, por lo menos una vez por semana. Limpie las superficies exteriores del CS50 periódicamente con un paño suave y seco. Nunca use solventes o líquidos para limpiar cualquier parte del CS50.

Puede comprar puntas de audífono adicionales y baterías de reemplazo por Internet en www.SoundWorldSolutions.com o por teléfono llamando al **1-855-792-0117**.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El CS50 no emite sonidos

- Asegúrese de que la batería está conectada correctamente
- Confirme que la batería está cargada
- Quite toda la cerilla que pudiera estar bloqueando el audífono o la boquilla

El sonido se escucha amortiguado o confuso

- Compruebe que la punta del audífono esté montada correctamente en la boquilla
- Quite toda la cerilla que pudiera estar bloqueando el audífono o la boquilla
- Ajuste la configuración del volumen
- Intente un ajuste predeterminado o ambiental diferente
- Si utiliza un auricular Bluetooth, asegúrese de estar a una distancia menor de 10 pies (3 metros) del dispositivo

La batería no carga

- Asegúrese de que el kit del cargador está completamente ensamblado
- Asegúrese de que el cargador está conectado a una fuente de alimentación (la luz indicadora azul está encendida)
- Cerciérese de que la batería está montada correctamente en la estación de carga (la luz indicadora roja está encendida)

El CS50 no está emparejando con mi teléfono

- Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté encendida en el teléfono
- Empareje el dispositivo en un lapso de 3 minutos después de encender el CS50
- Asegúrese de seleccionar el CS50 como dispositivo activo en el teléfono
- Use el CS50 a una distancia menor a 10 pies (3 metros) del teléfono

APÉNDICE

GARANTÍA

Garantía Limitada

Sound World Solutions reparará o, a su criterio, reemplazará cualquier Amplificador de Sonido Personal Bluetooth CS50 (el "Producto") si en opinión de Sound World Solutions tiene defectos en materiales y/o mano de obra. Esta garantía limitada tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra por el usuario final del Producto (el "Cliente"). La responsabilidad de Sound World Solutions se limita al costo de la pieza o piezas afectadas. Todos los costos de envío, impuestos y otros costos son responsabilidad exclusiva del Cliente.

Esta garantía se hace únicamente al Cliente y no es transferible. Para hacer una reclamación de garantía, el Cliente debe proporcionar una prueba de compra a Sound World Solutions, y después recibirá una Autorización de Devolución de Mercancía (*RMA, Return Merchandise Authorization*) y enviará el producto a Sound World Solutions. Después de la recepción, Sound World Solutions inspeccionará el Producto en sus instalaciones en busca de los defectos reclamados y, si se determina que el producto estaba defectuoso al realizar la compra, Sound World Solutions lo reemplazará o reembolsará el precio de compra en un plazo de 30 días. Las piezas de repuesto o productos se garantizan únicamente durante el periodo de garantía original. Sound World Solutions no realizará reembolsos o canjes algunos sin autorización previa.

GARANTÍA

Exclusiones

Esta garantía limitada: Cubre únicamente el Producto y su conjunto de baterías, y no cubre ningún otro accesorio, producto o servicio; sólo surte efectos si se siguen las Instrucciones de Uso Recomendadas y el Producto se utiliza adecuadamente y sólo para el fin para el cual fue diseñado; no cubre daños que Sound World Solutions determine que han sido causados por el desgaste normal, por un mal uso o por usar el Producto para un fin diferente para el cual fue diseñado; no cubre ninguna inconformidad, daño o defecto atribuible a la modificación o reparación de Productos no autorizada por Sound World Solutions y no cubre daños causados por accidentes, desastres naturales o fuerza mayor, negligencia o mal uso intencional, alteración o daño, o cualquier Producto que no haya sido manejado, almacenado o utilizado adecuadamente después de entregarlo al Cliente.

Garantía exclusiva

Esta Garantía limitada es la garantía exclusiva de Sound World Solutions respecto al Producto. Esta garantía no podrá modificarse, alterarse o enmendarse y Sound World Solutions no autoriza y no estará obligada por ninguna otra garantía o declaración respecto al Producto por sus representantes, empleados, agentes u otros. ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. SOUND WORLD SOLUTIONS NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RESPECTO AL PRODUCTO, Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN EN PARTICULAR.

GARANTÍA

Limitación de responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia Sound World Solutions tendrá responsabilidad u obligación alguna en absoluto por daños derivados, indirectos, imprevistos, especiales o punitivos, incluidos daños por pérdidas de ingresos, daños a la propiedad o lesiones personales (incluida la pérdida de consorcio familiar), ya sea con base en contratos, agravios (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta) o de cualquier otro modo. La única obligación de Sound World Solutions y el único recurso del Cliente estarán limitados a la reparación o reemplazo del Producto defectuoso con sujeción a los términos de esta garantía limitada. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, POR LO QUE LAS EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES PARA USTED.

Resolución de disputas

SOUND WORLD SOLUTIONS Y EL CLIENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO RENUNCIAN DE MANERA ABSOLUTA, IRREVOCABLE E INCONDICIONAL, EN LA MAYOR EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, A TODO DERECHO A UN JUICIO POR JURADO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN O CAUSA DE ACCIÓN CON BASE EN O COMO RESULTADO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN CUALQUIER ACCIÓN, PROCEDIMIENTO O LITIGIO DE CUALQUIER TIPO ENTABLADO POR SOUND WORLD SOLUTIONS O EL CLIENTE CONTRA EL OTRO, YA SEA CON RESPECTO A RECLAMACIONES CONTRACTUALES, RECLAMACIONES POR AGRAVIOS O DE OTRO TIPO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

⚠ Advertencia: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no quite la tapa. No hay piezas en el interior que el usuario pueda reparar. Todo tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado.

⚠ Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad. El CS50 no deberá exponerse a gotas o salpicaduras. No deberá colocar ningún objeto lleno de líquido sobre el CS50.

⚠ Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instálelo cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o perforado, especialmente en las clavijas, tomas de corriente y el punto donde sale del aparato.
10. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante periodos prolongados de tiempo.
11. Todo tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato haya sufrido daños en cualquier manera, como daños al cable de alimentación o a la clavija, derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bluetooth

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por Sound World Solutions se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

⚠ Advertencias generales

Si usted tiene o cree tener cualquiera de los siguientes síntomas, no use este producto hasta haber consultado con un médico:

- Historial de acumulación excesiva de cerilla
- Dolor o incomodidad en el oído
- Escurrimiento de líquidos o exudado del oído en los pasados 90 días
- Bloqueo del canal auditivo, una infección del oído prolongada o una sensación de taponamiento
- Deformidad visible del oído
- Pérdida auditiva repentina, de avance rápido o fluctuante durante los pasados 90 días
- Dificultad auditiva crónica
- Zumbido únicamente en un oído
- Pérdida auditiva en sólo un oído que ha empeorado en los pasados 90 días
- Periodos de mareo agudo o crónico

Los marcapasos y desfibriladores pueden ser sensibles a los campos magnéticos. No coloque el audífono CS50 o las baterías en un bolsillo de su camisa o cerca de su marcapasos o desfibrilador.

Mantenga todas las piezas del audífono y el kit del cargador del CS50 lejos de niños menores de 3 años de edad. Estos componentes contienen piezas pequeñas que pueden presentar un riesgo de asfixia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información de la reglamentación de Industry Canadá

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pudiera causar el funcionamiento no deseado del dispositivo. Revisar RSS-GEN 7.1.5.

Nota de la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.) sobre amplificadores de sonido personales (PSAP)

Los PSAP están diseñados para amplificar el sonido ambiental para consumidores sin impedimentos auditivos. No pretenden compensar un impedimento auditivo. Algunos ejemplos de situaciones en las cuales los PSAP se utilizan normalmente incluyen la caza (escuchar a las presas), observación de pájaros, escuchar conferencias con un orador lejano, y escuchar sonidos suaves que pueden ser difíciles de escuchar (por ejemplo, conversaciones distantes, actuaciones o representaciones teatrales). Debido a que los PSAP no están diseñados para diagnosticar, tratar, curar o mitigar enfermedades y no alteran la estructura o función del cuerpo, no son dispositivos definidos en la *Food, Drug and Cosmetic Act* (Ley de Alimentos, Fármacos y Cosméticos). Como tal, no existe una clasificación reglamentaria, código de producto o definición para estos productos. Además, no hay requisitos para el registro de fabricantes y el listado de estos productos con la FDA.

Sin embargo, los PSAP están sujetos a las disposiciones aplicables de la *Radiation Control for Health and Safety Act* (Ley de Control de Radiación para la Salud y la Seguridad) de 1968, bajo la cual la FDA regula productos electrónicos que emiten vibraciones sonoras, como equipo de amplificación de sonido. (Revise también 21 CFR 1000.15.) Los fabricantes de los PSAP deben reportar defectos y eventos adversos y llevar a cabo otras medidas descritas en 21 CFR Parte 1003. Los fabricantes de los PSAP también deben cumplir los requisitos para la recompra, reparación o reemplazo de productos electrónicos como los dispone el 21 CFR Parte 1004.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que podrá provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró en cumplimiento con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel donde está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio y TV experimentado para obtener ayuda.

No se permite a los usuarios modificar o hacer cambios al dispositivo de ninguna manera. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Sound World Solutions podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MERCI

Merci pour votre acquisition d'un CS50.

Ce kit oreillette amplificateur Bluetooth offre une souplesse et une personnalisation formidables en termes d'ajustement et de réglages sonores, qui vous permettront de mieux entendre dans des contextes spécifiques, tels que des rendez-vous professionnels ou des réunions de famille.



Connectez-vous sur notre site Internet et enregistrez votre CS50 afin de recevoir les mises à jour importantes, des informations sur nos nouveaux produits et des offres exclusives.

SOMMAIRE

Français


Prise en main	56
Oreillette	57
Kit de chargement	58
<i>Charger les batteries</i>	58
Utilisation de votre CS50	60
<i>Personnalisation</i>	60
<i>Installation d'une batterie sur le CS50</i>	61
<i>Positionnement du CS50 sur votre oreille</i>	62
<i>Réglage du volume</i>	62
<i>Sélection d'un réglage environnemental</i>	63
<i>Modifier votre profil par défaut</i>	64
<i>Familiarisation avec votre CS50</i>	65
<i>Jumelage avec des appareils Bluetooth</i>	66
<i>Répondre aux appels téléphoniques</i>	67
<i>Streaming audio</i>	68
<i>Personnalisation avancée</i>	69
Précautions et entretien	70
Annexe	71
<i>Dépannage</i>	71
<i>Garantie limitée d'un an</i>	72
<i>Informations importantes</i>	75

PRISE EN MAIN

Votre kit oreillette CS50 Bluetooth comprend les éléments suivants :



OREILLETTE



KIT DE CHARGEMENT



Charger les batteries

Vos batteries sont légèrement chargées lorsque vous les déballez, mais nous vous recommandons de les charger à fond avant d'utiliser votre CS50. Il faut environ 2 ½ heures pour une charge complète. Avec une batterie entièrement chargée, le CS50 dispose d'une autonomie de 15 heures en écoute normale.

Chargement des batteries :

1. Assemblez le kit de chargement en branchant la petite fiche du câble dans la base de la station et la grosse fiche dans l'adaptateur.



Remarque : Vous pouvez également brancher la plus grosse fiche du câble sur un port USB standard de votre ordinateur.

2. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique standard. Lorsque le signal lumineux situé sur le dessus de la station s'allume en bleu, cela confirme que la station de chargement est alimentée.
3. Insérez les batteries dans les deux emplacements en alignant les aimants. Lorsque la batterie est correctement mise en place, le signal lumineux change de couleur. Une lumière rouge indique que la batterie est en charge. Elle passe au vert lorsque la batterie est complètement chargée et prête à l'emploi.

⚠ AVERTISSEMENT - Champ magnétique

Susceptible de trouble pour les porteurs de stimulateur cardiaque et de défibrillateur. Ne placez pas l'oreillette ou les batteries du CS50 dans une poche de chemise ou à proximité de votre régulateur cardiaque ou défibrillateur.


UTILISATION DE VOTRE CS50

Personnalisation

1. Le CS50 est fourni avec trois tailles d'embouts : petite (initialement installée sur le manchon l'oreillette), moyenne et grande. Si le plus petit embout n'est pas ajusté à votre oreille, retirez-le du manchon et essayez la taille moyenne ou grande.



Les embouts inclus avec votre appareil CS50 peuvent être taillés pour un confort maximal. Utilisez une paire de ciseaux pour couper le long des lignes sur la tige de l'embout avant de l'attacher à l'manchon du CS50. Il est conseillé de découper en petits incréments afin d'atteindre l'ajustement parfait pour votre oreille.



2. Insérez l'embout à fond sur le manchon. L'extrémité de l'embout doit venir en contact avec la base du manchon.

Remarque : Ne portez pas l'oreillette sans embout.

3. Le câble de la batterie peut être ajusté pour optimiser le confort de votre CS50. Tenez le boîtier de l'oreillette dans une main et tirez ou poussez délicatement le câble avec



Tirez ou poussez délicatement le câble avec votre main libre pour obtenir la longueur désirée. Attention de ne pas tirer trop brutalement.

- 1 Tenez le boîtier dans une main.




Installation d'une batterie sur le CS50

1. Alignez les contacts et les aimants d'une batterie chargée avec ceux de l'oreillette.
2. Dès que la batterie est enclenchée, l'appareil est en fonction. Il est opérationnel après quelques secondes de délai. Pour éteindre l'appareil, il suffit de déconnecter la batterie.
3. Le CS50 émet un signal sonore distinct qui indique la faiblesse de la batterie. Lorsque vous entendez cinq sons successifs (faible, fort, faible, fort, faible) il est temps de changer la batterie.

UTILISATION DE VOTRE CS50

Positionnement du CS50 sur votre oreille

1. Placez la batterie derrière votre oreille avec le câble de la batterie qui passe au-dessus de celle-ci.
2. Si vous portez des lunettes, placez la batterie entre la branche de vos lunettes et votre oreille. Placer ou ajuster vos lunettes peut créer des interférences avec votre CS50.
3. Insérez délicatement l'embout dans votre oreille en le faisant légèrement glisser pour l'ajuster. La position idéale est ajustée, mais non serrée.



Réglage du volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton du volume. Vous entendrez quatre sons successifs de plus en plus forts qui indiquent le nouveau niveau sonore. Lorsque vous avez atteint le volume maximum, le dernier son de la série est moins fort. Pour baisser le volume, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du volume. Vous entendrez quatre sons successifs de moins en moins forts qui indiquent le nouveau niveau sonore.

Sélection d'un réglage environnemental

Le bouton de programmation situé sur le bord arrière de votre CS50 sert à naviguer entre trois réglages environnementaux. Le premier réglage est votre profil d'écoute par défaut. Il sert pour les situations courantes, assez tranquilles. Vous entendrez un bip de confirmation lorsque vous revenez à votre profil par défaut.

Remarque : À la première utilisation, le profil par défaut de votre CS50 se trouve sur le réglage d'origine « Préréglage 1 ». Pour modifier votre profil par défaut, reportez-vous à la page 64.

Les deux autres réglages sont étudiés pour optimiser les performances de votre CS50 dans des situations particulières.

Mode Restaurant – Lorsque vous basculez sur le Mode Restaurant de votre CS50, vous entendrez deux bips brefs de confirmation. Le Mode Restaurant concentre la direction du microphone vers les sons qui viennent en face de vous et atténue les sons non désirés dans des environnements bruyants.

Mode Divertissement – Lorsque vous basculez sur le Mode Divertissement de votre CS50, vous entendrez trois bips brefs de confirmation. Le Mode Divertissement augmente la bande de basses fréquences afin de vous donner un son plus naturel lorsque vous vous trouvez au spectacle ou au concert.

Modifier votre profil par défaut

Le CS50 est fourni avec trois profils d'écoute pré réglés correspondant à des fréquences de réponses formatées selon les besoins d'amplification les plus typiques. Chaque profil pré réglé dispose de réglages automatiques du niveau afin d'optimiser le confort et la qualité de l'audibilité de la parole. Le pré réglage d'origine par défaut du CS50 est le « Pré réglage 1 ». Pour naviguer vers le pré réglage suivant, il vous suffit de presser les touches programme et volume simultanément durant une seconde environ. Une lumière orange clignotera 1, 2 ou 3 fois au dos du CS50 et vous entendrez 1, 2 ou 3 sons aigus qui vous indiqueront quel pré réglage vous avez sélectionné.

Remarque : Vous pouvez également utiliser notre Application de Personnalisation depuis votre smartphone ou ordinateur pour assigner l'un des profils pré réglés à votre profil par défaut. Enfin, vous pouvez également utiliser l'Application pour créer un profil personnalisé à vos propres besoins. Pour de plus amples informations concernant l'Application, reportez-vous à la page 69 (chapitre de personnalisation avancée).

Pré réglage 1 – (Réglage d'origine par défaut.) Stimulation de la bande de hautes fréquences.

Pré réglage 2 – Stimulation accentuée de la bande de hautes fréquences par rapport au Pré réglage 1 avec en sus une stimulation moyenne de la bande de moyennes fréquences.

Pré réglage 3 – Même stimulation des bandes des hautes et moyennes fréquences que pour le Pré réglage 2, mais avec une augmentation de la bande de basses fréquences.

Allez dans un environnement relativement calme et placez-vous près d'une source sonore telle qu'un programme TV ou la voix d'une personne et testez chacun des pré réglages durant quelques instants. Vous devrez régler le volume à un niveau agréable à chaque fois que vous sélectionnez un pré réglage. Essayez tous les pré réglages pendant quelques jours dans des situations sonores courantes telles que des conversations ou près d'une TV. Cela vous permettra de déterminer le pré réglage et le volume les mieux appropriés à vos besoins.

Le pré réglage le mieux approprié est celui que vous utiliserez le plus souvent au cours de la journée. Les réglages automatiques de chaque profil pré réglé vous permettront de maintenir le confort et la qualité d'écoute sans avoir à régler le volume, excepté dans des circonstances exceptionnelles.

Familiarisation avec votre CS50

Il vous faudra un peu de temps pour vous familiariser avec l'amplification de votre CS50. Vous entendrez de nombreux sons avec une clarté inhabituelle. Il se peut que les sons ambiants et environnementaux, tels que les froissements de papier ou le bruit de couverts et d'assiettes, vous perturbent au début. Votre cerveau s'habitue à ces sons. Au bout de deux semaines environ, la gêne initiale disparaîtra et vous vous serez habitué à ce nouvel environnement sonore plus clair et plus pur.

Jumelage avec des appareils Bluetooth

Jumelez facilement votre CS50 avec un appareil Bluetooth tels qu'un smartphone ou un ordinateur dans une simple opération unique. Votre CS50 va chercher et tenter de jumeler avec des appareils Bluetooth pendant 3 minutes à chaque fois que vous insérez la batterie. Passé ce délai, si aucun appareil n'a été détecté, le système cessera de tenter de jumeler et la transmission Bluetooth sera interrompue.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez jumeler avec est en service. (Voir les instructions de l'appareil pour les détails spécifiques).
2. Insérez une batterie chargée dans votre CS50.
3. Regardez l'appareil que vous tentez de jumeler avec votre CS50. L'inscription CS50 devrait apparaître sur l'écran. Si on vous demande un code PIN, inscrivez « 0000 ».
4. Choisissez le CS50 dans la liste des appareils Bluetooth pour garantir le jumelage. Le CS50 émettra un bip sonore lorsque la connexion Bluetooth est établie. L'émission de deux bips successifs signale que la connexion Bluetooth a été perdue.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez le CS50 dans un rayon inférieur à 3 mètres de l'appareil Bluetooth à connecter.

Répondre aux appels téléphoniques

1. Pour répondre à un appel téléphonique, appuyez sur le bouton volume du CS50. Sur certains téléphones, vous devrez peut-être sélectionner le CS50 pour répondre à un appel.
2. Lors des appels, vous pouvez utiliser le bouton volume pour contrôler le niveau sonore de l'appel. Appuyez pour augmenter le volume, poussez et maintenez le doigt enfoncé pour diminuer le volume.
3. Pour raccrocher, appuyez sur le bouton programme du CS50 ou utilisez les commandes du téléphone.
4. N'appuyez pas sur le bouton programme au cours d'un appel. Cela mettrait fin à l'appel.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, placez le téléphone du même côté de votre corps que le CS50.

Streaming audio

Le CS50 permet le streaming audio depuis votre smartphone ou ordinateur. Vous pouvez désactiver le mode A2DP depuis l'Application CS Customizer ou depuis les menus media audio de votre appareil. Lorsqu'il est en mode amplification individuelle, le CS50 bascule automatiquement, soit vers le streaming audio lorsque le lecteur média de votre téléphone ou ordinateur émet un son audio, soit vers le téléphone pour vous permettre de répondre à un appel. Lorsque l'appel est terminé ou le lecteur média est éteint, le CS50 rebascule vers le mode amplification individuelle. Nous vous recommandons de désactiver les tons et les sons du pavé numérique tactile sur votre téléphone ou ordinateur pour diminuer les interférences avec l'amplification individuelle.

Personnalisation avancée

Pour découvrir d'autres fonctions et options de personnalisation de votre CS50, rendez vous sur le site **www.SoundWorldSolutions.com**. Vous pourrez y télécharger l'application gratuite Customizer du CS50, pour smartphones et ordinateurs. Il s'agit d'une application qui permet de personnaliser au maximum les réglages de votre CS50 via la connexion Bluetooth.

Sous l'onglet « Personalize » de l'application, vous pourrez initier un programme automatisé qui vous conduira pas à pas vers la personnalisation des performances de votre CS50 selon vos préférences.

L'onglet « Profiles » vous permet de sélectionner un des trois profils pré-réglés ou un profil personnel développé grâce au programme automatisé décrit ci-dessus.

Lorsque vous avez sélectionné un de ces profils au moyen de l'application Customizer du CS50, il devient le profil par défaut du CS50. Vous pouvez désormais utiliser le bouton programme pour basculer entre les réglages additionnels conçus pour optimiser les performances du CS50 dans des situations particulières. (Voir page 64.)

« L'Équaliseur » propose des curseurs qui permettent de régler indépendamment les fréquences aiguës, médiums et graves pour une utilisation personnalisée. Il existe également une barre pour régler le volume, similaire au bouton volume du CS50.



Pour maintenir les performances optimales de votre CS50, veuillez prendre les précautions suivantes :

- NE METTEZ PAS d'eau ou d'autres liquides dans ou sur l'oreillette.
- NE PORTEZ PAS le CS50 en nageant, sous la douche, sous une forte pluie ou dans un environnement humide.
- NE PORTEZ PAS l'oreillette sans embout.
- N'APPLIQUEZ PAS de solvants ou autres liquides sur l'oreillette.
- NE DORMEZ PAS avec le CS50 allumé.
- N'EXPOSEZ PAS le CS50 ou le chargeur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur intense.
- Retirez le CS50 avant de mettre du maquillage, du parfum, de l'après-rasage, de la laque pour cheveux, des lotions ou tout autre produit susceptible de pénétrer dans l'oreillette.
- Retirez le CS50 lors d'activités ardues, telles que des exercices physiques.
- Conservez le CS50 et le chargeur propre et sec.

Votre CS50 est fourni avec un outil de nettoyage. Au moins une fois par semaine, il est recommandé d'utiliser le crochet situé à l'extrémité de l'outil pour retirer les formations de cire de l'embout et du manchon. Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures du CS50 en les essuyant avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de solvants pour nettoyer le CS50.

Vous pouvez acheter en ligne des embouts supplémentaires et des batteries de rechange sur le site **www.SoundWorldSolutions.com** ou en appelant au : **1-855-792-0117**.

DÉPANNAGE

Le CS50 n'émet aucun son

- Vérifiez que la batterie est correctement insérée
- Vérifiez que la batterie est chargée
- Retirez la cire qui pourrait obstruer l'embout ou le manchon

Le son est assourdi ou tronqué

- Vérifiez que l'embout est correctement assemblé au manchon
- Retirez toute cire qui pourrait obstruer l'embout ou le manchon
- Réglez le volume
- Essayez un autre préréglage ou mode environnemental
- Si vous l'utilisez comme écouteur Bluetooth, assurez-vous que vous êtes placé à moins de 3 mètres de l'émetteur

La batterie ne charge pas

- Vérifiez que le kit de chargement est correctement assemblé
- Vérifiez que le chargeur est branché à une source d'alimentation (signal lumineux bleu)
- Vérifiez que la batterie est convenablement insérée dans la station de chargement (signal lumineux rouge)

Le CS50 ne jumelle pas avec mon téléphone

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est active
- Jumelez l'appareil dans un maximum de 3 minutes après avoir mis le CS50 sous tension
- Vérifiez que le téléphone a détecté le CS50 en tant qu'appareil actif
- Utilisez votre CS50 à moins de 3 mètres du téléphone

GARANTIE

Garantie limitée

Sound World Solutions réparera ou, à sa discrétion, remplacera une oreillette Bluetooth CS50 (le « Produit ») si de son point de vue le Produit présente une défectuosité matérielle et/ou de fabrication. Cette garantie limitée est valable un an à compter de la date d'achat du Produit par le consommateur final (le « Client »). La responsabilité de Sound World Solutions est limitée à la (aux) pièce(s) défectueuse(s). L'ensemble des coûts de transport, taxes et autres frais sont sous l'entière responsabilité du client.

Cette garantie s'adresse uniquement au Client et n'est pas transférables. Pour faire valoir la garantie, le Client doit fournir à Sound World Solutions une preuve d'achat, afin de recevoir un numéro d'Autorisation de retour de marchandise (*Return Merchandise Authorization, RMA*), puis expédier le Produit à Sound World Solutions. Après réception, Sound World Solutions inspectera les défectuosités déclarées du Produit et, s'il s'avère que ces défectuosités ont été présentes au moment de l'achat, Sound World Solutions remplacera le Produit ou remboursera le montant de l'achat dans un délai de 30 jours. Les pièces de rechange ou les produits sont garantis uniquement pour la période de validité de la garantie originale. Sound World Solutions n'effectuera aucun remboursement ou échange sans autorisation préalable.

GARANTIE

Exclusions

Cette garantie limitée couvre uniquement le Produit et son pack batterie, et elle ne couvre pas d'autres accessoires, marchandises ou services; elle prend effet uniquement si les Recommandations d'utilisation ont été suivies et uniquement si le Produit a été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été prévu; elle ne couvre pas les dommages du Produit que Sound World Solutions considère comme liés à une usure normale et à un usage inapproprié ou non conforme avec celui pour lequel il a été prévu ; elle ne couvre pas la non-conformité, les dommages ou les défauts liés à une modification ou une réparation des Produits que Sound World Solutions n'aurait pas autorisés et ne couvre pas les dommages liés aux accidents, aux catastrophes naturelles ou aux cas de force majeure, à la négligence ou au mauvais usage intentionnel, aux modifications ou aux préjudices, ou à tous les Produits qui n'auraient pas été convenablement manipulés, stockés ou utilisés après leur délivrance au Client.

Garantie exclusive

Cette Garantie limitée est une garantie exclusive de Sound World Solutions concernant le Produit. Cette Garantie ne peut être modifiée, transformée ou amendée et Sound World Solutions n'autorise pas et ne sera pas engagée envers d'autres garanties ou interprétations de garantie concernant le Produit par ses mandataires, employés, agents ou autres. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, QUELLE QUE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE. SOUND WORLD SOLUTIONS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, QUELLE QUE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT, ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES AUTRES GARANTIES Y COMPRIS TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'IDONÉITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

GARANTIE

Limitation de la responsabilité

En aucun cas, la responsabilité ou l'obligation de Sound World Solutions seront engagées de quelque manière que ce soient en ce qui concerne des dommages et intérêts subséquents, indirects, spéciaux ou punitifs, y compris des dommages pour manque à gagner, de propriété ou pour blessures individuelles (y compris la perte de communauté), que ceux-ci soient basés sur un contrat, sur un acte délictuel (y compris la négligence et la responsabilité inconditionnelle) ou autre. L'unique obligation de Sound World Solutions et le dédommagement exclusif du Client sont limités à la réparation ou au remplacement du Produit défectueux selon les termes de cette garantie limitée. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ PRÉTENDRE À D'AUTRES DROITS EN FONCTION DE VOTRE JURIDICTION. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS DE LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU SUR L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SECONDAIRES OU SUBSÉQUENTS, IL SE PEUT QUE LES EXCLUSIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Résolutions des litiges

PAR LES PRÉSENTES, SOUND WORLD SOLUTIONS ET LE CLIENT SUSMENTIONNÉ RENONCENT ABSOLUMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET INCONDITIONNELLEMENT, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, À TOUS DROITS DE POURSUITE JUDICIAIRE PAR JURY POUR TOUTES PLAINTES OU DROITS À FAIRE VALOIR BASÉS SUR OU RÉSULTANT DE OU LIÉS À CETTE GARANTIE LIMITÉE DANS TOUTE ACTION EN JUSTICE, PROCÉDURE OU AUTRES LITIGES QUI SURVIENDRAIENT ENTRE SOUND WORLD SOLUTIONS ET LE CLIENT POUR DES REVENDICATIONS LIÉES AU CONTRAT, À DES ACTES DÉLICTEUUX OU AUTRES.

INFORMATIONS IMPORTANTES

⚠ Avertissement : pour réduire les risques de décharge électrique, ne retirez pas le boîtier. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de nécessité, faites intervenir un professionnel.

⚠ Avertissement : pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez ce produit à l'abri de la pluie et de l'humidité. Conservez le CS50 à l'abri des gouttes et des éclaboussures. Ne placez aucun objet rempli de liquide à proximité du CS50.

⚠ Instructions de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les conduits de ventilation. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, telle que radiateurs, régulateurs de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) émettant de la chaleur.
9. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pincez pas, en particulier auprès des prises de courant, des multiprises et près du point de sortie de l'appareil.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou d'inutilisation prolongée.
11. Faites réviser l'appareil par des professionnels. Vous devez le faire réviser s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Par exemple, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, en cas de gaspillage de liquide sur l'appareil, si des objets l'ont heurté ou s'il a été exposé à la pluie ou l'humidité, s'il ne fonctionne plus correctement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Bluetooth

Le nom et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et Sound World Solutions utilise telles marques sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Avertissements généraux

Si vous avez ou supposez avoir un des symptômes suivants, veuillez ne pas utiliser ce produit avant d'avoir consulté un médecin :

- Antécédents de production excessive de cérumen
- Douleur ou désagrément dans l'oreille
- Présence de liquide dans l'oreille ou drainage de celle-ci depuis moins de 90 jours
- Blocage du canal auditif, infection auriculaire persistente ou sensation d'oreille bouchée
- Différence évidente de l'oreille
- Perte d'ouïe soudaine ou progressive, ou ouïe fluctuante depuis moins de 90 jours
- Problème d'acuité auditive chronique
- Bourdonnement dans une seule oreille
- Perte d'ouïe dans une seule oreille qui a empiré dans les 90 jours
- Périodes d'étourdissement aigu ou chronique

Les régulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent réagir aux champs magnétiques. Ne placez pas l'oreillette ou les batteries du CS50 dans une poche de chemise ou à proximité de votre régulateur cardiaque ou défibrillateur.

Conservez toutes les pièces de l'oreillette et du kit de chargement du CS50 éloignées des enfants de moins de 3 ans. Ces composants sont composés de petites pièces susceptibles de provoquer des risques d'étouffement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations réglementaires d'Industrie Canada

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement. Voir RSS-GEN 7.1.5.

Avis du FDA à propos des oreillettes

Les oreillettes ont pour objet d'amplifier les sons ambiants pour les personnes non malentendantes. Elles n'ont pas pour objet de compenser les dysfonctionnements auditifs des consommateurs malentendants. Les exemples de situations lors desquelles on utilise en général les oreillettes incluent la chasse (écoute du gibier), l'observation des oiseaux, l'écoute lors des conférences avec un orateur distant et l'écoute de sons étouffés difficiles à entendre (p.e. conversations éloignées, représentations). Étant donné que les oreillettes ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, ou soulager des maladies et qu'elles n'altèrent pas la structure ou le fonctionnement du corps, elles ne font pas partie des appareils tels que ceux définis dans le *Food, Drug and Cosmetic Act*. En tant que tel, il n'existe pas de classement régulateur, de code produit ou de définition pour ces produits. En outre, il n'existe aucune exigence d'enregistrement des fabricants ni de référencement de ces produits auprès du FDA.

Néanmoins, les oreillettes sont soumises aux dispositions en vigueur du *Radiation Control for Health and Safety Act* de 1968, par lequel le FDA réglemente les produits électroniques qui émettent des vibrations sonores, tels que les équipements d'amplification du son. (Voir également article 21 CFR 1000.15.) Les fabricants d'oreillettes doivent signaler les défauts et les phénomènes hostiles et prendre les autres mesures décrites dans l'article 21 CFR Part 1003. Les fabricants d'oreillettes doivent également se conformer aux exigences pour racheter, réparer ou remplacer les produits électroniques exigés en vertu de l'article 21 CFR Part 1004.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations de la FCC

Cet appareil est en conformité avec la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement inopportun.

Ce matériel a été testé et est en conformité avec les limites établies pour un appareil numérique de Classe B, ainsi que stipulé à la Section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est néanmoins impossible de garantir qu'il n'entraînera pas des interférences pour une installation spécifique. Si ce matériel provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, nous vous encourageons à corriger les interférences en suivant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise dissociée du circuit sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien professionnel de radio/télévision.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à effectuer des changements ou modifications à l'appareil de quelque manière que ce soit. Les changements ou modifications qui n'auront pas été expressément approuvés par Sound World Solutions sont susceptibles d'invalider l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.



SOUNDWORLD
solutions™

Sound World Solutions

960 N. Northwest Highway
Park Ridge, IL 60068-2358
USA

847-939-6101

For Customer Service or Technical Support:
Dial 855-792-0117 Toll-free in the U.S.

Para comunicar con el Servicio a Clientes o Soporte
Técnico: Marque el 855-792-0117 sin costo en los EUA

Pour communiquer avec le Service à la clientèle ou le
Service technique : composez le 855-792-0117
(numéro vert aux É-U).

SoundWorldSolutions.com