

SCOPE ONE

Manuel d'utilisation

Instruction manual



Mode d'emploi

Lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation. Le conserver pour toute référence ultérieure.

Informations de sécurité

Respecter les mesures de sécurité afin d'assurer une utilisation appropriée du produit.

1. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère de gaz inflammable
2. Eviter de faire tomber l'appareil et le protéger de l'eau et de l'humidité. Ne pas l'exposer aux rayons du soleil
3. Ne pas toucher directement la lentille
4. Utiliser uniquement les ampoules spécifiées dans ce mode d'emploi
5. Ne pas essayer de réparer vous-même l'appareil, ceci annulerait la garantie

How to use the Otoscope :

- 1 / Turn on the device by pushing the power button down
 - 2 / Choose a speculum adapted to the ear of the patient, fix it on the head of the otoscope pushing the speculum and by turning it in an anti-clockwise direction.
 3. Introduce the instrument inside the ear canal of the patient and review via the observation window
- Caution: Do not examine the ear of the patient without disposable speculum

Maintenance

- Replacing the light bulb:
1. Turn the power off and unscrew the handle from the head
 2. Remove the old bulb by pulling it downwards
 3. Insert a new bulb and screw the handle to head
- Caution: Use only the LED Scope One bulb that is designed for this device
- Battery replacement:
1. Turn the power off and unscrew the bottom of the handle
 2. Remove the used batteries and insert fresh AA alkaline batteries
- Caution: Do not leave dead batteries too long into the unit as this may damage the device. Dispose of used batteries in accordance with the regulations in force

Cleaning and disinfection:

Clean the surface of the device frequently with 75% alcohol. Clean the magnifying glass with a dry towel.

Caution: Do not immerse the Device and keep out of any liquid



SCOPE ONE

Distribué par :

frakita

www.frakita.net



EC REP
Blue Start Company, 40 Thorncliffe Road,
Norwood Green, Southall, Middlesex, UB2 5RQ UK

LAFTAN TRADING INTERNATIONAL
Haji Pura Fateh Gerh Road – Sialkot - Pakistan