



- 注1.  
ラベル,カートン用の貼り付け位置は, "LOT No:" "C/No:" の隣にあること
- Note1.  
Stick the carton label next to "LOT No:" "C/No:"
- 注2.  
シール,バーコードを正面とその反対面に貼り付ける。  
(MODEL記載面に貼り付ける。)
- Note2.  
Stick Barcode label on the front panel and the opposite panel.  
(Model description side)
- 注3.  
マスターカートン梱包テープは, パイル#108菊水(紙テープ)を使用すること
- Note3.  
Use pile #108 kikusui(paper tape)for packaging.

**OMRON**

MODEL: 9512254-4 (MC-PP100-E)  
QTY: 100 BOXES/CTN

LOT No: [ ] C/No: [ ]

MADE IN CHINA

**OMRON**

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
E3, Kunotsubo, Terado-cho,  
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.  
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp  
THE NETHERLANDS  
www.omron-healthcare.com

**OMRON**

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
11yo-ku, Kyoto-shi,  
615-0064 Japan

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.  
Zuipweg 677, 2152 NA Hoofddorp  
The Netherlands  
www.omron-healthcare.com

ラベル カートン用  
(Carton label)  
No. 0182115-0  
注1. (Note1.)

シール,バーコード  
(Barcode label)  
No. 1670546-7 B  
注2. (Note2.)

	外形寸法 (mm) Dimensions (mm) (幅) X (奥行) X (高さ) (W) X (D) X (H)	入数 Qty	重量 Weight	テープの貼り方 Taping
本体 Main unit	26×63			
個装箱 Package	28×30×95	1	8g	
サブカートン Sub carton	156×118×99	20	210g	
マスターカートン Master carton	618×177×137	100	1.55kg	H

MATERIAL		FINISH		TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE
C	12.01.13	住所変更による変更 (3ヶ所)	OL-11k181			11.12.26 (商開) 開業G 寺村	12.1.12 (商開) 開業G 寺村	12.1.13 (商開) 開業G 寺村	3RD ANGLE
B	10.07.22	全面書替 (旧符号A, マカカ、マカカ印刷変更)	OL-10463	後藤	鳥居	藤田安			SHEET
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN	CHECK	APPRO			1/1

形式 Model Name	MC-PP100-E
客先 Customer Name	OHE
説明図, 梱包 DESCRIPTION DRWG	
DRWG NO.	5328758-6 C
DESIGNED FOR	MC-PP100-E