

Art. 198544 - n/a

Diamant-Bit, Rad *
Diamond milling cutter, wheel *



Ideal zum Fräsen der Smile Linie oder zum Fräsen von Vertiefungen für Glitter.
Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Ideal for milling the smile line, or for milling recesses for glitter.
Rotational speed: up to 20.000 rpm.

Art. 198030 - PRO009 -
FRAISE A SAPHIR POINTUE

Saphir-Bit, spitz
Sapphire milling cutter, pointed



Zur Bearbeitung diffiziler Ecken und Falze, vorsichtige Entfernung von Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

To treat difficult corners and notches and to remove cuticles carefully.
Rotational speed: up to 25.000 rpm.

Art. 198031 - PRO010 -
FRAISE A SAPHIR RONDE

Saphir-Bit, rund
Sapphire milling cutter, round



Zum Reinigen der Nagelfalz sowie Entfernung von Hautschwielen. Zum Ausschleifen eingewachsener Nägel. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Use for clearing nail fold as well as removal of callosities To grind away ingrown nails. Rotational speed: up to 25.000 rpm.

Art. 198034 - PRO017 -
FRAISE A SAPHIR ALLONGEE

Saphir-Bit, lang
Sapphire milling cutter, long




Zur Bearbeitung der Nagelunterseite, z.B. Entfernen von Schmutz oder Nagelpilzspuren. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

To treat the underside of nails, e.g., to remove dirt or the spores from nail fungi. Rotational speed: up to 25.000 rpm.

Art. 190011 - PRO018 -
MEULE CIRCULAIRE SAPHIR

Schleifscheibe, Saphir
Abrasive disc, sapphire




Zum Kürzen und Formen von Finger- und Fußnägeln. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

To trim and shape fingernails and toenails.
Rotational speed: up to 10.000 rpm.

Art. 190027 n/a
Art. 190029 n/a
Art. 190031 n/a

Schleifkegel, Saphir klein *
Abrasive cone, sapphire small *




Zum Entfernen dicker Stellen oder Hornhaut an der Fußsohle. Kann auch zum Abtragen von Hühneraugen auf den Zehen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

For removal of thickened areas or calluses on the sole of the foot. Can be even used for removal of corns on the toes. Rotational speed: up to 20.000 rpm.

Art. 190027 n/a
Art. 190029 n/a
Art. 190031 n/a
Art. 190021 PRO019 - MEULE CONIQUE SAPHIR

Schleifkegel, Saphir *
Abrasive cone, sapphire *



Zum Beschleifen von Schwielen, Hornhaut und stark verholzten Nägeln. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

To grind away calluses, thickened skin and thickened areas on the nails.
Rotational speed: up to 20.000 rpm.

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121-134° C bei einem Druck von ca. 2 bar.)
*autoclave (Bit sterilisation by a temperature of 121-134° C and a pressure of ca. 2 bar.)