

L'otoscope Digital MacroView[™] Welch Allyn

Tout ce que vous pouvez attendre d'un otoscope et plus encore.



Câble USB pour le raccordement à votre ordinateur

Ouverture d'insufflation pour une otoscopie pneumatique

Fonctions activées via un simple bouton
 > Capture d'images
 > Basculement de l'image
 > Zoom

Molette de mise au point pour des vues extrêmement précises

Imageur numérique pour des images fixes de plusieurs mégapixels

Compatible avec la gamme des sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn

*manche vendu séparément

UTILISER L'OTOSCOPE DIGITAL MACROVIEW[™] AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3

1 Branchement.

Branchez l'otoscope sur votre ordinateur en utilisant le câble USB.

2 Mise en marche.

Placez le spéculum auriculaire et allumez l'éclairage.

3 Action.

Visualisez les images en direct ou procédez à la capture d'images.

Informations pour vos commandes

23920 Otoscope Digital MacroView[™] avec un câble USB de 3 mètres et un jeu de quatre spéculums auriculaires réutilisables

Accessoires

23804	Poire d'insufflation	52434-U	Spéculum auriculaire à usage unique KleenSpec [™] 3,25 mm
24400-U	Jeu supplémentaire de 4 spéculums réutilisables	06500-U	Ampoule de rechange
24302-U	Spéculum universel réutilisable, 2,5 mm	23900-10	Câble USB de rechange, 3 mètres
24303-U	Spéculum universel réutilisable, 3,0 mm	71062-C	Manche Ni-Cad rechargeable 3.5 V avec socle chargeur/transformateur
24304-U	Spéculum universel réutilisable, 4,0 mm	71020-B	Manche Ni-Cad à piles (2 piles LR14)
24305-U	Spéculum universel réutilisable, 5,0 mm	71902	Manche lithium-ion rechargeable avec socle chargeur/transformateur
24320-B	Embout d'étanchéité jetable SofSeal, petite taille		
24330-B	Embout d'étanchéité jetable SofSeal, taille moyenne		
52432-U	Spéculum auriculaire à usage unique KleenSpec [™] 3,25 mm		

Conditions minimales requises : Windows Service Package 2 ou supérieur avec un port USB 2.0 disponible.

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]