



Le Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn



Un nouveau standard qui supprime l'aléatoire pour un relevé fiable et rapide des constantes.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Pour un recueil des paramètres vitaux plus rapide, facile et plus fiable.

Le Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn vous offre plus de paramètres et d'options que tous les appareils à prise de constantes disponibles sur le marché.

D'une grande flexibilité, il vous laisse le loisir de le personnaliser selon vos besoins spécifiques.



SureBP™

Pour une efficacité accrue avec des mesures de la tension artérielle précises en 15 secondes environ grâce à la technologie SureBP™ de Welch Allyn.



Thermométrie SureTemp® Plus ou ThermoScan® PRO 4000 de Braun

Choisissez la thermométrie prédictive et rapide SureTemp® Plus ou le thermomètre Braun ThermoScan® PRO 4000, pour des prises de températures orales, axillaires et rectales ou auriculaires rapides et précises



Documentation électronique

Réduisez les risques d'erreurs de transcription par une acquisition électronique de l'identification du clinicien, de l'identification du patient et des données patient au moment du soin, en utilisant le lecteur de codes-barres en option et les accessoires de connectivité.



Balance impédancemètre

Connectez votre système aux balances impédancemètres Tanita® ou Health o Meter® ou saisissez tout simplement le poids manuellement.



Masimo® ou Nellcor®

Choisissez en option les technologies d'oxymétrie de pouls Masimo® ou Nellcor®.

Doté de nombreuses options, le Spot Vital Signs® LXi est polyvalent, flexible et simple d'utilisation.

- > La technologie SureBP™ mesure la tension artérielle en 15 secondes environ pendant le gonflage du brassard - ce qui vous fait gagner du temps et améliore le confort de vos patients. Fréquence du pouls et tension artérielle moyenne (MAP) inclus
- > Thermomètre SureTemp® Plus ou thermomètre auriculaire ThermoScan® PRO 4000 de Braun au choix
- > Oxymétrie de pouls Masimo® ou Nellcor® en option
- > Possibilité de saisie manuelle du poids, de la taille, de la fréquence respiratoire et du niveau de douleur ; calcul de l'indice de masse corporelle
- > Connexion aux balances impédancemètres Health o Meter® ou Tanita®
- > Mémorisation de 50 mesures permettant de retrouver d'anciennes données ou de les télécharger ultérieurement
- > Livré prêt à communiquer avec d'autres systèmes; vous pouvez ainsi le raccorder aux Dossiers Médicaux Electroniques dont vous disposez déjà ou dont vous vous équiperez à l'avenir
- > Affichage des codes d'erreurs, des descriptions et des solutions réelles
- > Ecran à cristaux liquides plus large et lumineux pour une meilleure visualisation même de loin

Connexion aux Dossiers Médicaux Electroniques (DME)



Pour découvrir comment le Spot Vital Signs® LXi peut optimiser la connectivité des paramètres vitaux dans votre établissement, contactez votre représentant local.

Informations pour vos commandes

450T0-F2	Tensiomètre automatique Spot Vital Signs® LXi avec SureBP™ et SureTemp® Plus
450E0-F2	Tensiomètre automatique Spot Vital Signs® LXi avec SureBP™ et ThermoScan® PRO 4000
45MT0-F2	Tensiomètre automatique Spot Vital Signs® LXi avec SureBP™, SpO ₂ Masimo® et SureTemp® Plus
45ME0-F2	Tensiomètre automatique Spot Vital Signs® LXi avec SureBP™, SpO ₂ Masimo® et ThermoScan® PRO 4000
45NT0-F2	Tensiomètre automatique Spot Vital Signs® LXi avec SureBP™, SpO ₂ Nellcor® et SureTemp® Plus
45NE0-F2	Tensiomètre automatique Spot Vital Signs® LXi avec SureBP™, SpO ₂ Nellcor® et ThermoScan® PRO 4000
4500-60	Support mobile avec panier
4500-62	Support mural avec panier
4500-500	Imprimante externe
4500-910	Lecteur de codes-barres linéaire
4500-915	Lecteur de codes-barres 2D
4500-925	Kit d'accessoires de connectivité - câble USB
4500-150E	CD de mise en service

Le Spot Vital Signs® LXi peut être utilisé sur un support mobile, un support mural ou un bureau.



Avec l'oxymétrie de pouls Masimo®, il est recommandé d'utiliser uniquement les capteurs SpO₂ Masimo SET® (capteurs LNOP adhésifs permanents et capteurs NR à usage unique). Masimo®, Masimo SET®, LNOP et NR sont des marques déposées de Masimo Corporation.



Avec l'option oxymétrie de pouls Nellcor®, il est recommandé d'utiliser uniquement les capteurs d'oxymétrie de pouls Nellcor OxiMax®, Nellcor® et OxiMax® sont des marques déposées de Nellcor Puritan Bennett, Inc.



Braun ThermoScan® est une marque déposée de la société Braun.

Welch Allyn France
Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge,
Val d'Europe, 77700 CHESSY
Tel: +33 (0) 1 60 09 33 66 Fax: +33 (0) 1 60 09 67 97
www.welchallyn.com

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telephone: 015-7505000, FAX: 015-7505050
E-mail: infonl@welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™