

Infratemp^{®3}



FICHE TECHNIQUE

Plage de mesure de la température :

Mode Front : 34~42.2°C (93.2~108°F)
Mode Surface : 34~42.2°C (93.2~108°F)

Précision de mesure :

Mode Front : ±0.2°C (0.4°F) pour une plage de 35~42°C (95~107.6°F),
±0.3°C (0.5°F) pour les autres valeurs.

Mode Surface : ±0.3°C (0.5°F) pour une plage de 22~42.2°C (71.6~108°F),
environ ±4% ou ±2°C (4°F) pour les valeurs les plus élevées.

Plage de fonctionnement :

10~40°C (50~104°F), 15%~85% RH

Conditions de stockage :

-20~+50°C, RH ≤ 85%

Conditions de transport :

Doit être inférieur à 70°C, RH ≤ 95%

Contenu de la boîte :

Thermomètre x1 - Manuel d'utilisation x1 - Pile LR03 AAA x2



Distribué par :
FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

www.frafito.net

- ## COMMENT UTILISER Infratemp^{®3} ?
- 1 Appuyez sur «START» pour démarrer le thermomètre.
 - 2 L'appareil est prêt à l'emploi lorsque l'image ci-contre apparaît sur l'écran.
 - 3 Appuyez sur «START» en tenant l'appareil à maximum 4 cm du front. Au signal sonore, la température mesurée apparaît sur l'écran et sera mémorisée.
 - 4 L'appareil s'arrête automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant plus d'une minute.



www.frafito.net

Distribué par :
FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



RÉTRO-ÉCLAIRAGE
LED BLEU

MULTI-USAGE
Mesure la température
du corps, du bain ou en core
du biberon pour tout âge

PRATIQUE
Ecran rétro-éclairé qui alerte
en cas de fièvre (rouge ou vert)

HYGIÉNIQUE
Technologie sans contact
qui prévient tout risque
de transmission de maladie

SANS CONTACT - INSTANTANÉ - PRÉCIS - COMPACT

THÉRMOMÈTRE MÉDICAL

Sans
contact
4 cm

Infratemp^{®3}

Infratemp^{®3}

Please read the instructions for use

BF type applied part



Radiant Innovation Inc.
[Http://www.radiantek.com.tw](http://www.radiantek.com.tw)
Add: 1F, No.3, Industrial East 9th Road,
Science-Based Industrial Park, HsinChu, Taiwan 300.



Medical Technology Promed Consulting GmbH
Add: Altenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert,
Germany



1639
23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - Bât. E
06200 Nice - France

FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

T. 04 93 72 53 54 | F. 04 93 21 03 83 | infos@frafito.net



Made in China