

FICHE TECHNIQUE PEDI PADZ II



Marque :	ZOLL
Référence :	8900-0810-01 ou 8900-0813-01 (en boîte de 10)
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	I – CE 0123
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Pedi Padz II
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	NON
Pédiatrique	OUI
Néonatalogique	OUI
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode de défibrillation est compatible avec les défibrillateurs	ZOLL
L'électrode de défibrillation est compatible avec moniteur de modèle:	AEDPlus / AEDPro/ X Series
Plage minimum et maximum de courant admissible en A :	
Minimum	1
Maximum	70
tolérance maximum dans cette plage de mesure en %	5
Longueur mm	Elec. Arrière 1380
Largeur mm	Elec. Arrière 890
Epaisseur mm	3
Diamètre si ronde mm	Elec. Avant 940
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Le connecteur de l'électrode de défibrillation possède t'il un détrompeur ?	OUI
Longueur des câbles liés avec l'électrode de défibrillation en cm	120
Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	1 jour
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois
Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	1 paire