

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. WEL148

PRO BP 2400



WelchAllyn®

Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans
2



PRO BP 2400

Le ProBP 2400 de Welch Allyn est un appareil professionnel, validé et recommandé pour une utilisation sur les femmes enceintes et en cas de pré-éclampsie. Grâce à la moyenne de multiples mesures, vous obtenez une vision plus large de la tension artérielle réelle du patient par rapport à une mesure unique. Le ProBP 2400 dispose d'un mode de moyenne de 3 mesures pour vous aider à confirmer ou rejeter une mesure anormalement élevée. Le mode de mesure manuelle permet au ProBP 2400 de servir de manomètre numérique pour faciliter une mesure d'auscultation traditionnelle chaque fois qu'une mesure oscillométrique n'est pas indiquée pour un patient. La détection de l'arythmie cardiaque fournit des données pour aider les cliniciens à prendre des décisions concernant des examens supplémentaires qui peuvent être nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Plage de mesures :
 - Pression Artérielle Systolique 60 à 255 mmHg
 - Pression Artérielle Diastolique 30 à 200 mmHg
 - Pression Artérielle Moyenne 35 à 240 mmHg
 - Pouls 40 à 200 BPM
- ◆ Affichage de la pression brassard : 0 à 299 mmHg
- ◆ Résolution : 1 mmHg
- ◆ Taille de l'écran (L x H) 75 mm x 96 mm
- ◆ Type d'écran Ecran LCD rétroéclairé 13 segments
- ◆ Informations cliniques à l'écran :
 - Détection du pouls
 - Rythme irrégulier détecté
 - Intervalles de décompte
- ◆ Symboles à l'écran: Chargeur branché Batterie faible
- ◆ Contrôles :
 - Switch Marche/Arrêt
 - Bouton Démarrer/Arrêter
 - Bouton Mémoire
 - Switch de sélection du mode
- ◆ Longueur du câble d'alimentation : 183 cm
- ◆ Batterie (Standard) Rechargeable NiMh 4.8V 2400mAh
- ◆ Batterie (Option) Rechargeable NiMh 4.8V 3500mAh
- ◆ Durée de vie de la batterie > 500 cycles de charge complète
- ◆ Temps de charge de la batterie :
 - 5.5 heures @ 20 °C (Batterie Standard)
 - 8 heures @ 20 °C (Batterie en Option)
- ◆ Nombres de mesures par charge* :
 - 600 - 700 (Batterie standard)
 - 875 - 1,020 (Batterie en Option)
- ◆ Modes cliniques :
 - Mesure simple
 - Trois mesures moyennées
 - Mode manuel (auscultatoire)
- ◆ Options d'intervalles (Mode des 3 mesures moy.):
 - 60 secondes de délai avant la première mesure
 - 15, 30, 45 ou 60 secondes entre les mesures

ACCESSOIRES

WEL149 Pied à roulettes

WEL150 Brassard enfant 14-22 cm

WEL151 Brassard adulte 22-32 cm

WEL152 Brassard adulte large 32-42 cm

WEL153 Brassard large 32-52 cm

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| ◆ Plages de mesure | : De 30 à 255 mmHg | ◆ Humidité d'humidité relative | : 15-90% | ◆ Alimentation | : Batterie |
| ◆ Dimensions | : 200x 125x 90 mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 1.7 Kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : 10 à 40 °C | | | ◆ Code EAN | : 00732094211078 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France